

ペーサー・ゲート トレーナー



折りたたみも簡単！
車にもラクラクつめます



補助をすべてとりはずして
移動ができます

- ◆リフトンのゲートトレーナーは、股関節への加重が調節できるため自然に近い歩行を促します。
- ◆安全性に優れ、なおかつ適切なサポートの量を各自に合わせて調節できます。
- ◆ゲートトレーナーはMOVEプログラムに基き開発された機器です。

- ◆腕支えは立位・歩行のバランスをとる際にとても重要です。使用者が一番歩きやすい位置に高さ・角度の調整ができます。
- ◆大腿サポートで足の内転、外転をコントロールします。

フレームの色がお選びいただけます



 **Rifton**

株式会社 共に生きるために

〒324-0235 栃木県大田原市堀之内 625-65

Tel 0287-54-4823

Fax 0287-54-4824

ホームページアドレス <http://www.livetoge.com>

代理店名


ペーサーゲートトレーナー

ご注文表 (定価)



フレームカラーは4色から
ご選択ください。
赤、青、ラズベリー
ライムグリーンです。

ひじまでの高さ	ミニ	S	M	L	XL
Cm	39~52	47~70	61~86	79~117	86~127
 サイズご選択のポイント ご使用者が垂直に立った状態で、ひじの曲がった部分から床までの距離を採寸してください。そして、ご使用者の身長伸び・胴支えの調整範囲等の成長を考慮してサイズをご選択ください。ご使用者の体重が最大荷重を超えていないかご確認ください。					
各部サイズ (cm)	ミニ	S	M	L	XL
前腕支えの高さ	39~52	47~70	61~86	79~117	86~127
本体の幅	52	57	66	70	81
本体の長さ	57	69	81	97	114
胴支えの高さ	44~57	53~75	71~97	89~127	99~137
フレームの高さ	32	38~46	53~66	71~97	80~105
折りたたみサイズ	なし	なし	81×66×43	97×70×44	114×81×46
フレーム重量 (kg)	3.5	6	7	13	20
最大荷重重量 (kg)	23	34	68	91	160
胴支えの調整範囲	36~71	36~71	56~102	71~127	71~127

				K509 SS	K501 S	K504 XL
				K510 ☐	K511 ☐	K544 ☐
				赤 ☐ ラズベリー ☐ 青 ☐ ライム ☐	赤 ☐ ラズベリー ☐ 青 ☐ ライム ☐	赤 ☐ ラズベリー ☐ 青 ☐ ライム ☐
				123,000円	166,000円	428,000円
オプション	腕支え		S	K512 83,000円 ☐	K512 83,000円 ☐	K512 83,000円 ☐
			L	なし	なし	K532 92,000円 ☐
	ハンドループ		1本	K578 17,000円 ☐	K578 17,000円 ☐	なし
			ペア	K579 32,000円 ☐	K579 32,000円 ☐	なし
	胴ささえ		S	K514 92,000円 ☐	K514 92,000円 ☐	なし
			M	なし	K524 99,000円 ☐	K524 99,000円 ☐
			L	なし	なし	K534 107,000円 ☐
	新型ヒップサポート ハンドホール付		S	K556 68,000円 ☐	K556 68,000円 ☐	なし
			M	なし	K557 71,000円 ☐	なし
			L	なし	なし	K558 73,000円 ☐
	ヒップサポート ハンドホール付		S	K513 68,000円 ☐	K513 68,000円 ☐	なし
			L	なし	なし	K533 74,000円 ☐
	ヒップサポートパッド		S	K541 18,000円 ☐	K541 18,000円 ☐	なし
			L	なし	なし	K542 24,000円 ☐
	大腿サポート		S	なし	K515 69,000円 ☐	なし
			L	なし	なし	K535 81,000円 ☐
足首サポート				 K529 28,000円 ☐	K516 30,000円 ☐	K546 42,000円 ☐
追加ハンドホール				 K519 19,000円 ☐	K519 19,000円 ☐	K519 19,000円 ☐
コミュニケーショントレイ テーブル内寸22×28センチ、 最大荷重5KG				 K518 63,000円 ☐	K518 63,000円 ☐	K518 63,000円 ☐
ガイド・バー				 K589 24,000円 ☐	K589 24,000円 ☐	K589 24,000円 ☐
合計金額				K509 _____ 円	K501 _____ 円	K504 _____ 円

(株) 共に生きるために

〒324-0235 栃木県大田原市堀之内625-65

Tel 0287-54-4823

Fax 0287-54-4824

ホームページアドレス <http://www.livetoge.com>

代理店名

MOVEで広げよう！ 子どもたちの世界

「たとえ障害をもっていても、同じ年の他の子どもたちが当たり前にしているような経験をできるだけさせてあげたい」多くの親御さんがそう願っています。

リフトンのゲートトレーナーやダイナミックスタンダー（本誌4月号をご覧下さい）、三輪車は、自分ではまだ立位や歩行のできない子どもたちでも、十分に補助を付けることで、無理のない姿勢でいろいろな遊びや活動に参加させてあげられるように、と作られました。

座った時と立った時では、視野も空間のとらえ方も違います。お友達と同じ視線になることでコミュニケーション

の取り方も変わってきます。いろいろな姿勢をとることができるようなら、子どもたちの遊びも、世界もずっと広がっていくでしょう。

そして、もうひとつ大切なのは、座る・立つ・歩く、といった運動技能は、実はさまざまな遊びや毎日の生活の中に含まれているということ。だから、無理のない姿勢を取るための十分な補助があれば、学校や家で過ごすなかで、運動技能を練習する機会はたくさんあるのです。それが、子どもたちの意欲や希望に沿った目的に合わせ、自然な形で取り入れられるならば、活動はよりいきいきとしたものになり、運動技能もさらに自然に習得で

きます。

ここで紹介する、長崎県の南里君は、電器屋さんを見るのが大好きな小学5年生です。彼はできれば一人でベスト電器に買い物に行きたと思っています。その時に問題なのが、お手洗い。ひとりでトイレができるようになるには、車いすから立ち上がる、とか立って片手で着脱してトイレをする、とかいくつかのことが必要になります。それで、訓練以外の時間でも、学校の先生と相談して、いろいろな場面で立つ時間を作ることになりました。

さて、南里君はというと、最近念願のベスト電器への買い物に挑戦しました！そして、お手洗いに一人で行く！「自分でするって、何だかうきうきしますね！」だったとか。やったね、南里君！

トイレで
手を洗う



授業も
立つ場面を
増やす



ベスト電器で、
店員さんとも
仲良しに！





ゲートトレーナー・ダイナミックスタンダーはMOVEプログラムにそって開発されました。南里君の取り組みは、親御さんとご本人、学校と、訓練の先生がチームになってプログラムに取り組んだ成果です。詳細はHP<www.move-japan.org>をご覧ください。また、MOVEについて取り上げた本が出版されました。『肢体不自由児の医療・療育・教育』金芳堂<tel.075-751-1111、www.kinodo-pub.co.jp>もご参照ください。

Report vol.2

ペーサーゲートトレーナーは、 「進化」する歩行器です！



すべての
補助をつけた
ペーサーゲート
トレーナー



ペーサーゲートトレーナーには、自然な歩行を促すために、姿勢を整える様々な補助具がついています。その補助具は、ずっと同じ状態で使い続けるのではなく、身体の変化・運動技能の習得に応じて、補助具を減らしたり、増やしたりできます。そのため、いろんな姿勢の取り方が可能です。写真左から、①反対向きでも→②腕支えがなくて、足がクロスしないように→③腕と胸支えだけで。これらは、ほんの一例です。具体的には、以下までお問合せください。

ペーサーゲートトレーナーは、一般的に、補装具の「歩行器、四輪型（特例補装具）」という項目を使います。詳細は、下記サイトへ

- キャスターはバックストップも
負荷をかけることも、回転も固
定もOK!!



ペーサーゲート トレナー

進化する歩行器!

ペーサーゲートトレナーは、自然な歩行を促すために、姿勢を整える様々な補助具がついています。これらは、ずっと同じ状態で使い続けるのではなく、身体の変化・運動技能の習得・活動場面に応じて、増やしたり減らしたりできます。今回は、その補助具のひとつひとつをご紹介します。

- 胴ささえの角度を
自由に変えられます




- 腕ささえの角度・位置も
自由自在



- 交互の足の動きを
さまたげないヒップサポート



- MとLサイズのフレームは
おりたたみOK!!



- 足がクロスしないようなサポートが
大腿部と足首にセットできます

