


L.T.series

セーフティー・ドライブ

しっかりサポートします。




サポート量を選べる



ワンタッチ

障害児(者)専用製品です



かさばらない



オレンジ・グリーン2色

株式会社 **共に生きるために**

〒324-03235 栃木県大田原市堀之内625-65

TEL 0287-54-4823

FAX 0287-54-4824

ホームページアドレス <http://www.livetoge.com>

代理店名

[サイズ表] 単位：cm

	M	L
胸囲	62～84	77以上
座面からワキ位置まで	27～	27以上
座奥（座面クッション使用の場合）	30～40	30～40
座幅（座面クッション使用の場合）	35	35
対応身長（目安）	100～140	140～170

[価格] M, L 共通

背もたれ：¥39,000 -

座 面：¥33,000 -

腰ベルト：¥19,000 -

（M, L）

・色はサマーオレンジ
オリーブグリーン

[ご使用に適した方]

- * 現在のカーシートではもう小さくなってきた
- * シートからずり落ちてしまう
- * 伸展パターンの緊張がある
- * 股関節を屈曲させて座りたい

Mサイズ座面はLサイズでもご使用できます。

[セーフティー・ドライブの特徴]

- * 体幹のサポート
体幹（上肢）をワキの下からサポートする事により、車の振動や遠心力による体の崩れを予防する。
- * 骨盤の安定
骨盤を安定させることにより、体幹の崩れを予防したり伸展の緊張をだしにくくする。
- * 大腿骨のサポート
大腿部を傾斜させてサポートする事により、シートからのズレを予防する。
- * 頭部が不安定な方は、市販のネックレスト等を使用してください。

※ 注意事項



- * 必ずシートベルトを着用して下さい。
安全性のためにリクライニングをさせないでください。但し、障害のあるお子様の場合はリクライニングが必要な場合があります。その場合での安全性は、お客様ご自身で判断なさってください。
- * セーフティー・ドライブは車のシートに、しっかり動かないように固定してください。
動く状態ではシートベルトがききなせん。
- * 直射日光が当たる車内ではシート表面が高温になる場合があるので注意してください。

バスのシートに最適です！！

バスにお取り付けの際は、バス用背もたれ延長ベルト（別売り、3,500円 背もたれ固定ベルト含みます）が必要な場合があります。

ご使用になられて不十分な点がありましたら、ご意見をお寄せください。

